


ARALDIT -Härter HY 964 pract ARALDEITE -hardener HY 964 pract.	Kat.Nr./Cat.No.:	13826
--	-------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Beschreibung Description		gelbe, viskose Flüssigkeit enthält Dodecenylnsuccininsäureanhydrid als Hauptkomponente yellow, viscose liquid, contains dodecenylnsuccinic anhydride as the main component
Identität Identity	IR	entspricht corresponds
Brechungsindex refractive index	25 °C	1.470 - 1.480
Viscosität (mPa.s) viscosity	25 °C	360 - 450
Freie Säure (%) free acid		max. 2.0
Säurezahl (mg) acid value		400 - 432
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

We do not guarantee that the product can be used for a special application.



UK & Rest of World

184 Milton Park, Abingdon
OX14 4SE, Oxon, UK
Tel: +44 (0) 1235 828 200
Fax: +44 (0) 1235 820 482

Switzerland

Centro Nord-Sud 2E
CH-6934 Bioggio-Lugano
Tel: +41 (0) 91 604 55 22
Fax: +41 (0) 91 605 17 85

Deutschland

Bockenheimer Landstr. 17/19
60325 Frankfurt/Main
Tel: +49 (0) 69 779099
Fax: +49 (0) 69 13376880

North America

23591 El Toro Rd, Suite #180
Lake Forest, CA 92630
Tel: + 1 800 987 0985
Fax: + 1 949 265 7703

amsbio

info@amsbio.com

www.amsbio.com
AMS Biotechnology